

## LOTTO 1 – MATERASSI ANTIDECUBITO

<p><b>03.33.06.003 – Materasso antidecubito ventilato in espanso HOSPITAL SCACCO</b></p> 	<p>Materasso antidecubito in poliuretano espanso da usare direttamente sulla rete del letto. Predisposto con tagli speciali per ottenere un perfetto adattamento anatomico, una elevatissima circolazione dell'aria e una riduzione delle pressioni di contatto su tutta la superficie corporea. Fodera in materiale traspirante, anallergico, impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori, lavabile e molto resistente; asportabile a mezzo di cerniera su tre lati. Disponibile in lastra intera o a tre sezioni. Portata kg 130 Dimensione cm 190x90x14; 195x90x14; 200x90x14</p>
<p><b>03.33.06.006 – Materasso antidecubito ventilato in espanso composito HOSPITAL MEDICA 3</b></p> 	<p>Materasso antidecubito in poliuretano espanso composito da usare direttamente sulla rete del letto. Formato da tre strati di diversa densità: strato di base in poliuretano espanso schiumato a freddo, particolarmente adatto per ottimizzare la portanza; strato intermedio in poliuretano espanso a tre densità a tronchi di piramide, per favorire la circolazione dell'aria; strato superiore in morbido foam automodellante in viscoelastico a celle aperte senza memoria, consente di assumere la forma del corpo che vi si appoggia distribuendo così le pressioni e tornare nella posizione originale senza deformarsi. Fodera in materiale traspirante, anallergico, impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori, lavabile e molto resistente; asportabile a mezzo di cerniera su tre lati. Disponibile in lastra intera. Portata kg 150 Dimensioni: cm 190x90x16; 195x90x16; 200x90x16</p>
<p><b>03.33.06.018 – Materasso antidecubito a bolle d'aria con compressore ECO04 (FPD03+AS1)</b></p> 	<p>Materasso antidecubito a bolle d'aria con compressore da usare sopra il materasso normale (mai direttamente sulla rete del letto). Materasso in pvc con 116 bolle ovoidali che si gonfiano e sgonfiano in modo alternato con programmazione in base al peso del paziente; dotato di telini di fissaggio al materasso sottostante. Compressore poco rumoroso munito di regolatore di pressione con ciclo di 5+5 minuti, facile da utilizzare grazie alle pratiche istruzioni stampate; agganciabile al letto. Tubo di connessione fra materasso e compressore. Portata kg 100 Dimensioni del materasso: cm. 185x80x5 Dimensioni del compressore: cm. 15x11x31</p>
<p><b>03.33.06.021 – Materasso antidecubito con elementi intercambiabili ad aria con compressore AS16LG+AS1</b></p> 	<p>Materasso antidecubito a barre intercambiabili ad aria con compressore da usare sopra il materasso normale (mai direttamente sulla rete del letto). Materasso in pvc con 16 elementi rimovibili diametro cm 14 (gonfie) che si gonfiano e sgonfiano in modo alternato con programmazione in base al peso del paziente; dotato di telini di fissaggio al materasso sottostante. Compressore poco rumoroso munito di regolatore di pressione con ciclo di 5+5 minuti, facile da utilizzare grazie alle pratiche istruzioni stampate; agganciabile al letto. Tubo di connessione fra materasso e compressore. Portata kg 150 Dimensioni del materasso: cm. 195x83x14 Dimensioni del compressore: cm. 15x11x31</p>