

 <i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari</i> <i>Provincia Autonoma di Trento</i> Dipartimento Laboratorio e Servizi	Modulo Modalità di raccolta del campione di ESCREATO per la ricerca di MICOBATTERI
---	--

Modalità di raccolta del campione di ESCREATO per la ricerca di MICOBATTERI

- Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga e chiusura a vite che può essere acquistato in farmacia o richiesto al laboratorio.
- Al mattino togliere eventuali protesi dentarie mobili ed eseguire la pulizia del cavo orale con soluzione fisiologica o acqua distillata oppure con colluttori e gargarismi
- Espettorare nel contenitore sterile mediante un efficace colpo di tosse e raccogliendo almeno 2 ml di secreto proveniente dalle basse vie respiratorie. Non introdurre saliva o secrezioni nasali (in tal caso il campione non è ritenuto idoneo).
- Riavvitare con cura il coperchio.
- Inviare al laboratorio nel più breve tempo possibile per assicurare la sopravvivenza dei micobatteri ed evitare la moltiplicazione di altri microrganismi contaminanti. In caso di ritardo di più di un'ora conservare in frigorifero a +4° C per massimo 48 ore.
- Eseguire la raccolta di tre campioni di espettorato **in giorni successivi**.