


<p style="text-align: center;">   <i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari</i>  <i>Provincia Autonoma di Trento</i>  <b>Dipartimento Laboratorio e Servizi</b> </p>	<p style="text-align: center;"> <b>Modulo dipartimentale</b>  <b>Modalità di raccolta del campione di</b>  <b>URINA per URINOCOLTURA</b> </p>
---	---

**Modalità di raccolta del campione di URINA per URINOCOLTURA  
(urina mitto intermedio)**

- Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite fornito dal laboratorio o acquistabile in farmacia.
- Lavare bene i genitali esterni con il sapone, sciacquare accuratamente con acqua e non asciugare.
- Aprire il contenitore sterile immediatamente prima dell'uso. Non toccare la parte interna del contenitore e del coperchio
- Scoprire il glande (per gli uomini) o divaricare con le dita le labbra della vulva (per le donne) per ridurre la possibilità di contaminazione durante la raccolta.
- Eliminare il primo getto di urina nel gabinetto quindi raccogliere l'urina successiva (mitto intermedio) nel contenitore che non deve venire a contatto con il corpo.
- Chiudere immediatamente il contenitore sempre evitando di toccare l'interno avvitando con cura il coperchio.
- Consegnare al laboratorio entro un'ora. Se ciò non è possibile conservare il campione in frigorifero a +4° C (massimo 48 ore)