

# UNITA' DI PROPULSIONE

Prescrivibile solo su ricettario standardizzato SSN da medico specialista.

Prescrivibile a persone non deambulanti e persone con gravi problemi di mobilità per le quali la deambulazione sia clinicamente sconsigliata per determinate attività (ad es. spostamenti all'esterno).

La prescrizione deve riportare l'idoneità psico-fisica dell'assistito o del caregiver (nel caso di guida posteriore) alla conduzione del mezzo.

## 12.24.09.015 – kit di motorizzazione mod. CLICK POWER



Dispositivo che permette di trasformare una carrozzina manuale in carrozzina a propulsione elettrica.

Motore 48 V, freno a disco, caricabatterie, retromarcia, display LCD, campanello, porta USB per la ricarica dei dispositivi mobili, cavalletto pieghevole, parafranco, pulsante EBS, Intelligent Cruise Control. Manubrio in alluminio regolabile in altezza e inclinazione. Sistema di aggancio centrale e laterale

Peso totale senza batteria : 8,5 kg

Dimensione: L 50 cm x H 90 cm x P 40 cm

Autonomia: 50 km

NOTA: per prova d'uso e preventivo di spesa rivolgersi all'Ufficio Assistenza Protetica

## 12.24.09.015 – kit di motorizzazione mod. TRIRIDE LIGHT



Dispositivo che permette di trasformare una carrozzina manuale in carrozzina a propulsione elettrica.

Motore 36V/48V, telaio in acciaio inox, retromarcia + sollevamento assistito, cruise control, cerchio in alluminio, freno elettronico con Regen, freno a disco, display LCD, 5 livelli di potenza

Peso totale senza batteria : 8,5 kg

Autonomia: 50 km

NOTA: per prova d'uso e preventivo di spesa rivolgersi all'Ufficio Assistenza Protetica

## 12.24.09.015 – kit di motorizzazione mod. MOTOTRONIK



Dispositivo che permette di trasformare una carrozzina manuale in carrozzina a propulsione elettrica.

Motore 48V, telaio in lega di alluminio, parafranco, cavalletto estraibile, acceleratore a leva, freno a disco e freno elettrico, campanello, display a colori, pulsantiera direzione di marcia e cruise control adattivo (Mantiene la velocità anche in salita e discesa), pulsantiera accensione, selezione marce e programmazione.

5 livelli di velocità più retromarcia

Peso totale senza batteria : 10 kg

Autonomia: 50 km

NOTA: per prova d'uso e preventivo di spesa rivolgersi all'Ufficio Assistenza Protetica

**12.24.09.006– sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali mod. Alber E-Motion**



Dispositivo che amplifica attivamente la spinta dell'utilizzatore sulle ruote aumentando il grado di mobilità. Comando remoto con supporto magnetico, antiribaltamento, estrazione rapida delle ruote, caricabatteria, batteria al litio.

Velocità max: 6 km/h

Autonomia: 25 km

Peso: 7,8 kg per ruota

Portata max: 150 kg

**NOTA:** per prova d'uso e preventivo di spesa rivolgersi all'Ufficio Assistenza Protetica

**12.24.09.009 – moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzina manuali (versione per accompagnatore) mod. V-MAX 2**



Dispositivo che trasforma la carrozzina manuale in una elettrica grazie al motore situato dietro o sotto la carrozzina. Molto silenzioso, regolazione telescopica in larghezza per la compatibilità con la carrozzina di diverse misure

Autonomia fino a 13,6 km

Trazione diretta continua ed efficiente sulle ruote posteriori

Velocità regolabile in modo lineare, avanti max 6 km/h, indietro max 3 km/h

Pendenza superabile max 20%

Portata max: 210 kg

Dimensioni compatte

Possibilità di percorrere rampe e salite

Peso complessivo: 14 kg

**NOTA:** per prova d'uso e preventivo di spesa rivolgersi all'Ufficio Assistenza Protetica

**12.24.09.009 – moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzina manuali (versione per assistito) mod. MAX-E BLACK EDITION**



Dispositivo che trasforma la carrozzina manuale in una elettrica grazie al motore situato dietro la seduta. Molto silenzioso e leggero. Freno a motore

Motore facile da inserire ed estrarre

Autonomia fino a 15 km

Pendenza superabile max 20%

Dimensioni compatte

Velocità regolabile, avanti max 6 km/h, indietro max 3 km/h

Portata max: 210 kg

Fanali posteriori per l'utilizzo esterno

Peso complessivo: 23/27 kg

**NOTA:** per prova d'uso e preventivo di spesa rivolgersi all'Ufficio Assistenza Protetica