

Mënyra e marrjes së kampionit të KËLBAZËS për ANALIZËN E KULTURËS

- Përdorni për marrjen një enë sterile me grykë të gjerë dhe mbyllje me rrotullim që mund të blihet në farmaci ose të merret në laborator.
- Në mëngjes hiqni protezat eventuale të lëvizshme të dhëmbëve dhe bëni pastrimin e gojës me tretje fiziologjike ose ujë të distiluar ose me gargarë.
- Nxirreni këlbazën në enën sterile me anë të një kolle të efektshme dhe mbliidhni të paktën 2 ml sekretim nga rrugët e poshtme të frymëmarrjes. Mos fusni pështymë ose sekrecione hundore (në kësi rastesh kampioni nuk konsiderohet i vlefshëm).
- Rividhosni me kujdes kapakun.
- Dorëzoheni menjëherë në laborator (brenda një ore) ose ruajeni në frigorifer në +4° C jo më shumë se dy orë (disa lloje mikrobesh nuk mbijetojnë për më shumë se dy orë nga marrja dhe disa të tjera mund të shumëzohen në kurriz të të tjerave duke e ndryshuar raportin e natyrshëm sasiar të përbërësve të ndryshme mikrobike të materialit, duke çuar në vlerësime të gabuara).
- Në rast se kërkohet mbledhja në disa ditë të njëpasnjëshme, secili kampion duhet marrë dhe dorëzuar çdo ditë brenda një ore.

MD17 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 10/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole