

Recoltarea probei de SPUTĂ pentru EXAMENUL PRIN CULTURĂ

- Pentru recoltare folosiți un recipient steril cu gura largă și cu capac filetat, pe care îl puteți solicita de la laborator sau cumpăra de la farmacie.
- Dimineața, după ce vă scoateți eventualele proteze dentare mobile, faceți gargară și clătiți gura cu ser fiziologic, apă distilată sau apă de gură.
- Expectorați în recipientul steril tușind puternic și recoltați cel puțin 2 ml de secreții din căile respiratorii inferioare. Nu introduceți salivă sau secreții nazale, întrucât în acest caz proba nu va mai fi valabilă.
- Strângeți bine capacul.
- Transportați proba cât mai repede la laborator (în maxim 1 oră) sau păstrați-o în frigider la +4°C, dar nu mai mult de 2 ore (unele specii de microbi nu supraviețuiesc mai mult de două ore de la recoltare, iar altele se pot înmulți rapid alterând raportul cantitativ real al diverselor componente microbiene din materialul expectorat și determinând obținerea unor rezultate denaturate).
- În cazul în care este necesară recoltarea sputei în mai multe zile consecutive, fiecare campion trebuie adus la laborator în aceeași zi în care a fost recoltat, în maxim o oră.

MD17 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 10/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole