

### كيفية جمع عينة البلغم لإجراء اختبار الزراعة والتحصين

- للقيام بجمع البلغم، قم باستعمال وعاء معقم واسع الفتحة مع سدادة ملولبة الذي وقع توفيره من المعمل أو الذي يمكن شراؤه من الصيدلية.
- في الصباح قم بإزالة طقم الأسنان، في حال وجوده، و قم بتنظيف الحلق عن طريق المضضة و ذلك باستعمال الماء المالح أو الماء المقطر أو "الكوليطريو".
- ابصق البلغم في الوعاء المعقم و ذلك عن طريق السعال و قم بجمع 2 مل على الأقل منه و المتأتي من المنطقة المنخفضة للجهاز التنفسي. لا تقم بخلط البلغم باللعاب و لا بالإفرازات المتأتية من الأنف (في تلك الحالة لا تقبل العينة).
- قم بغلق الوعاء بإحكام.
- قم بتسليم العينة إلى المعمل في (غضون ساعة) و إن تعذر ذلك، فيمكن الحفاظ عليها في الثلاجة في درجة حرارة تعادل  $+4^{\circ}\text{C}$  لمدة زمنية لا تتجاوز الساعتين (بعض الأنواع من الميكروبات لا تستطيع العيش لأكثر من ساعتين من وقت أخذ العينة و البعض الآخر منها تستطيع أن تتكاثر بطريقة تحدث تغييرات في التوازن الطبيعي لمكونات الميكروبية للمادة، محدثة تقييمات خاطئة).
- إذا طلب جمع العينات في أيام متتالية، يجب أن يقع جمع العينات و تسليمها إلى المعمل كل يوم على حدة في غضون ساعة من وقت جمعها.

MD17 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 10/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole