

Recoltarea probei de MATERII FECALE pentru EXAMENUL COPROPARAZITOLOGIC

- 1) Recoltați 3 probe de materii fecale emise în zile alternative.
- 2) Recoltați proba din materiile fecale proaspăt emise pe o suprafață uscată și curată (de ex., o ploscă, o foaie de ziar îndoită, o foaie de carton sau o pungă de plastic plasate pe un coș sau sub colacul closetului).
IMPORTANT: materiile fecale nu trebuie să fie contaminate cu urină, nici cu apă din closet
- 3) Prelevați proba din diferite porțiuni ale scaunului.
- 4) Depuneți în recipientul de plastic cu dop filetat, primit de la laborator sau cumpărat de la farmacie, o probă având volumul unei nuci. Dacă scaunul este neformat sau diareic, recoltați cel puțin 5-10 ml de materii fecale.
- 5) Închideți ermetic recipientul și notați data și ora recoltării. Transportați recipientul CÂT MAI REPEDE POSIBIL la ghișeul de primire a probelor sau la laborator (în caz de necesitate păstrați proba la frigider pentru cel mult 24 de ore). Dacă scaunul este LICHID, proba trebuie oricum să ajungă la laborator în maxim 30-60 de minute de la recoltare.

DETECTAREA AMIBELOR: trimiteți cât mai rapid proba către laborator, menținând recipientul în apă caldă la 37°C.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

În zilele premergătoare și pe durata recoltării evitați consumul de:

- preparate laxative, antidiareice, antimicrobiene;
- bariu, bismut, uleiuri minerale;
- leguminoase, fructe uscate, fructe și legume cu cuticula rezistentă (piersici, caise, pere, căpșuni, smochine, roșii).

MD20 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 09/05/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole