

**Istruzioni para la recolección de muestra de MATERIA FECAL para la detección de
PARASITOS INTESTINALES**

- 1) Recolecte 3 muestras de materia fecal emitida cada dos días.
- 2) Recolecte las muestras en el momento de la evacuación sobre una superficie seca y limpia (por ejemplo un bacín, o bien una hoja de diario o cartón o una bolsa de plástico, colocados sobre un cesto o debajo de la tapa del inodoro).
IMPORTANTE: La materia fecal no debe entrar en contacto con la orina ni con el agua del inodoro.
- 3) Recolecte material fecal de puntos distintos de toda la evacuación.
- 4) Traspase a un recipiente con tapa a rosca de plástico, provisto por el laboratorio o adquirido en farmacia, una porción de materia fecal igual al volumen de una nuez; en el caso de materia fecal no formada o diarreica recolectar por lo menos 5-10 ml.
- 5) Cierre herméticamente el recipiente e indique la fecha y la hora de la recolección; llévelo LO ANTES POSIBLE a la ventanilla de recepción de muestras o al laboratorio (llegado el caso conserve la muestra en la heladera hasta un máximo de 24 horas); si la materia fecal es LÍQUIDA la muestra debe ser entregada al laboratorio dentro de los 30-60 minutos de la recolección.

DETECCIÓN AMEBA: Entregue rápidamente la muestra de materia fecal al Laboratorio teniendo el recipiente a baño maría a 37°C.

AVISO IMPORTANTE

En 2-3 días anteriores y durante la recolección evite ingerir:

- laxantes, antidiarroico, antimicrobicos
- bario, bismuto, aceites minerales
- legumbres, fruta seca, frutas y verduras de cáscara dura (duraznos, damascos, peras, fresas, higos, tomates).

MD20 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 09/05/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole