

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"> <br/> <b>Azienda Provinciale</b> <i>per i Servizi Sanitari</i><br/>         Provincia Autonoma di Trento<br/> <b>Dipartimento strutturale di Medicina di Laboratorio e Servizi</b> </p> | <p style="text-align: center;"> <b>Modulo Dipartimentale</b><br/> <b>Modalità di raccolta del campione di FECI per la ricerca di PARASSITI</b><br/> <b>INTESTINALI</b><br/> <b>LINGUA URDU</b> </p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## امعائی کیڑے طفیلی کی تلاش کے لئے اسٹول سمپل لینے کا طریقہ کار

1. تین اسٹول سمپل لے لیں لیکن ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کا۔
2. جب آپ پاخانہ کریں اس وقت سمپل لے لیں، صاف اور خشک سطح پر (مثال کے طور پر بیڈپین پر یا اخبار کے کاغذ پر یا کسی موڑنے والے کارڈ بورڈ پر یا کسی پلاسٹک بیگ پر: آپ ان سب چیزوں کو ٹوکری پر یا کموڈ کے ڈھکنے کے نیچے رکھ دیں)۔
- احتیاط برتیئے: فضلات پیشاب یا کموڈ کے پانی سے آلودہ نہیں ہونا چاہیئے۔
3. سمپل فضلات کی الگ الگ جگہوں سے لے لیں۔
4. فضلات کا ایک چھوٹا سا پورشن [خروٹ کی طرح] ٹرانسفر کریں ایک بوتل میں جس کی پلاسٹک پیچ والی ڈاٹ ہو۔ یہ بوتل آپ کسی بھی دواخانے یا لیبارٹری سے لے سکتے ہیں۔ اگر فضلات اسہالی [موشن کی صورت میں] ہو، تو کم سے کم ان کے 5-10 ایم ایل لے لیں۔
5. اچھی طرح سے بوتل بند کریں اور اس پر لینے کی تاریخ لکھ دیں۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ سمپل لیبارٹری یا استقبال [ر سپشن] کی کھڑکی تک پہنچا دیں اور اگر اسہالی سمپل ہو تو اسے لیبارٹری تک 30-60 منٹ تک پہنچا دیں۔ (اگر آپ لیبارٹری یا استقبال جلدی سے جا نہیں سکتے تو اس سمپل کو فرج میں 24 گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں)
- امیبا کی تلاش: جلدی سے فضلات کے سمپل کو لیبارٹری تک پہنچا دیں۔ پہنچے کے دوران، بوتل کو کسی اور کونٹینر میں رکھ دیں، 37 ڈگری سینٹگریڈ کی درجہ حرارت پر [بین ماری کے طریقہ کار سے]۔
- احتیاط برتیئے: سمپل لینے سے کئی دن پہلے اور اس کے دوران ضروری ہے کہ آپ مندرجہ ذیل چیزوں کو نہ کھائیں۔

- قبض کشا دوائیں، پیچش کے خلاف دوائیں، جراثیم کش دوائیں۔
- بیریم، بزمتمہ، منرل تیل۔
- دالیں، خشک پھل، پھل اور ترکاری جس کا چھلکا سخت ہو [جیسے آڑو، خوبانی، ناشپاتی، اسٹرابری، انجیر، ٹماٹر۔