

通过鸡蛋检查蛲虫的方法（即透明胶带测试）

- 1) 前往化验室领取检验所需的玻璃载片。
- 2) 采集应在清晨起床后洗漱和排便前进行。
- 3) 使用透明胶带。
- 4) 用剪刀裁剪一段 5—6 厘米的胶带，长度比玻璃载片短一些。
- 5) 压紧皱襞肛周后，把透明胶带紧贴在肛门口 15—20 秒。
- 6) 从肛门口取下胶带后把胶带贴到玻璃载片上。
- 7) 在 2—4 小时之内把样品送入化验室，或者放在冰箱内保存，但不能超过 24—48 小时。

请勿用非透明或肮脏的胶带进行采集。

注意：采集后请清洁双手（鸡蛋表面通常带有寄生虫细菌）。

MD23 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole