

البحث عن بيض الدودة الدبوسية (الحرَقص) - *Enterobius vermicularis* - (اختبار الشريط اللاصق)

- (1) قم بأخذ الشرائح الزجاجية الضرورية لإجراء الاختبار في المعمل.
 - (2) يجب أن تتم عملية جمع العينة في الصباح عند الإستيقاظ من النوم، قبل أن يتم غسل الشرج أو قبل التغوط.
 - (3) قم باستعمال الشريط لاصق شفاف (SCOTCH)
 - (4) قم بقص قطعة من الشريط اللاصق تكون أقصر بقليل من الشريحة البلورية (65 سم).
 - (5) قم بوضع الشريط اللاصق على فتحة الشرج و قم بالضغط عليه لمدة 15-20 ثانية.
 - (6) قم بفصل الشريط اللاصق عن فتحة الشرج ثم قم ببسطه جيّداً على الشريحة البلورية.
 - (7) قم بتسليم العينة خلال 2 - 4 ساعات من زمن أخذ العينة و إن تعذّر ذلك، قم بحفظ العينة في الثلاجة لمدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
- لا تعتبر العينات مناسبة تلك التي وقع جمعها عن طريق شريط لاصق غير شفاف أو ملطّخ بالبراز.
- احذر: بعد أن يتم أخذ العينة، قم بغسل اليدين جيّداً (في العادة يكون البيض جاهز لإنتاج يرقات)

MD23 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole