

Test pentru DEPISTAREA OUĂLOR DE OXIURI - *Enterobius vermicularis* - (SCOTCH TEST)

- 1) Solicitați de la laborator lamele de sticlă necesare pentru test.
- 2) Recoltarea se face dimineața, după trezire, înainte de efectuarea toaletei perineale sau a defecării.
- 3) Utilizați bandă adezivă transparentă (scotch).
- 4) Tăiați cu foarfecele o bucată de bandă adezivă (5-6 cm), puțin mai scurtă decât lama de sticlă.
- 5) Aplicați banda adezivă pe orificiul anal apăsând bine pe pliurile perianale timp de 15-20 de secunde.
- 6) Desprindeți banda adezivă de pe orificiul anal și întindeți-o bine pe lama de sticlă.
- 7) Transportați proba la laborator în decurs de 2-4 ore de la recoltare sau păstrați-o la frigider pentru cel mult 24-48 de ore.

NU sunt valabile probele recoltate cu bandă netransparentă și cele contaminate cu materii fecale.

ATENȚIE: după prelevare spălați-vă bine pe mâini (ouăle deseori sunt embrionate și infestante).

MD23 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole