

АНАЛІЗ НА ГОСТРИКИ – Enterobius vermicularis - (SCOTCH TEST):

- 1) В лабораторії взяти необхідні скельця.
- 2) Збір виконується зранку відразу після підйому, перед тим як пацієнт випорожниться або підмиється.
- 3) Використовувати клейку прозору стрічку (скоч)
- 4) Відрізати ножицями кусок клейкої стрічки (5-6 см), щоб він був трішечки меншим від скельця
- 5) Прикласти клейку стрічку до анального отвору, притиснувши добре до періанальних складок та тримати стрічку 15 – 20 секунд.
- 6) Зняти клейку стрічку з анального отвору та щільно приклеїти до скельця.
- 7) Здати скельця до лабораторії на протязі 2-4 годин після збору. До здачі в лабораторію матеріал повинен зберігатися в холодильнику не більше як 24 – 48 годин

Зразки зібрані на не прозорій або забрудненій калом стрічці НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ

УВАГА: після збору ретельно вимити руки (яйця зазвичай знаходяться в ембріональному стані є є заразними).

MD23 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole