

KËRKIMI I VEZËVE TË KRIMBAVE TË ZORRËVE - *Enterobius vermicularis* - (SCOTCH TEST):

- 1) Tërhiqni xhamat laboratorike të nevojshme për analizën në laborator
- 2) Marrja duhet bërë në çastin e zgjimit në mëngjes, para se personi të defekojë ose të lahet.
- 3) Përdorni shirit ngjitës të tejdukshëm (scotch)
- 4) Prisni me gërshtë një copë shirit ngjitës (5-6 cm) pak më të shkurtër se xhami i laboratorit
- 5) Mbështeteni shiritin ngjitës në vrimën e anusit duke e shtypur mirë mbi palët rreth anusit për 15-20 sekonda.
- 6) Shkëputeni shiritin ngjitës nga vrima e anusit dhe vëreni të shtrirë mirë tek xhami i laboratorit
- 7) Dorëzoheni në laborator brenda 2-4 orëve nga marrja ose ruajeni në frigorifer jo më shumë se 24 – 48 orë

NUK janë të vlefshme kampionet e marra me shirita ngjitëse jo të tejdukshme ose të bëra pis me feçe

KUJDES: pas marrjes lajini mirë duart (vezët janë shpesh me embrione dhe infestuese)

MD23 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole