

إجراء جمع عينة البول للبحث عن SCHISTOSOMA spp

- لجمع البول، قم باستعمال وعاء معقم واسع الفتحة مع سدادة ملولبة الذي وقع توفيره من المعمل أو الذي يمكن شراؤه من الصيدلية.
- لا تتبول في الساعات الثلاث التي تسبق جمع العينة.
- مباشرة قبل القيام بعملية جمع البول يجب عمل 3 - 4 حركات شد و رخي للركبتين أو صعود الدرج.
- قم بجمع هذه العينات في نفس العلبة:
- ✓ أول تدفق للبول (ما يقارب 5 مل)
- ✓ عينة منتصف البول
- ✓ آخر قطرات التبول
- القيام بتسليم العينة مباشرة إلى معمل MICROBIOLOGY في أقرب وقت ممكن.

MD16 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 20/03/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole