

Méthode de recueil de l'échantillon d'urine pour la recherche de SCHISTOSOMA spp.

- Utilisez, pour le recueil, un récipient stérile doté d'une grande ouverture et d'un bouchon à vis, fourni par le laboratoire ou à acheter en pharmacie.
- N'urinez pas dans les trois heures qui précèdent le recueil de l'échantillon.
- Tout de suite avant le recueil, effectuez 3 – 4 flexions de genoux ou montez des escaliers.
- Recueillez dans le même pot :
 - ✓ le premier jet d'urine (environ 5 ml) ;
 - ✓ les urines dans le milieu du jet (environ 10 ml) ;
 - ✓ les dernières gouttes de la miction.
- Rapportez directement au laboratoire de microbiologie dans les plus brefs délais.

MD16 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 20/03/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole