

Modulo Dipartimentale

**Modalità di raccolta del campione di
URINA per URINOCOLTURA da
catetere a permanenza**

Fermez à l'aide d'une pince le cathéter situé en aval de la vanne de prélèvement au moins une heure avant le recueil des urines. En utilisant des gants jetables, désinfectez le dispositif pour le recueil des échantillons et aspirez au moins 20 mL d'urine à l'aide d'une seringue stérile ou d'une aiguille fine. Transférez l'urine dans le récipient stérile acheté en pharmacie ou remis par le laboratoire. Transmettez l'échantillon tout de suite au service de microbiologie; à défaut, gardez au frigo à une température de +4°C pendant 48 heures au maximum.

MD25 Rev. N° 00	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione:		