

Sammlungsmodalität der Urinprobe für URINKULTUR im SÄUGLINGS- UND KLEINKINDALTER
(Verwendung eines Säckchens für das Sammeln)

- Für das Sammeln das sterile Säckchen verwenden, das man in der Apotheke kaufen kann.
- Sich die Hände waschen und abtrocknen.
- Die äußeren Genitalien und den Damm des Jungen oder des Mädchens gut mit Wasser und Seife waschen (kein Desinfektionsmittel verwenden), lange nachspülen und abtrocknen.
- Das sterile Plastiksäckchen anbringen, so dass es gut am Damm und am suprapubischen Bereich haftet.
- Den Urin innerhalb von 60 Minuten sammeln.
Zu bemerken: Das Sammeln muss innerhalb einer Stunde erfolgen: Wenn das Kind nach diesem Zeitraum noch nicht uriniert hat, das Säckchen lösen und wegwerfen und das ganze Verfahren, auch das Waschen, wiederholen und ein neues Säckchen verwenden.
- Das Säckchen lösen und mit der entsprechenden Klebeklappe wieder schließen. Den Urin nicht in einen anderen Behälter umfüllen.
- Das Säckchen in vertikaler Position in einen sterilen Behälter stellen und sorgfältig verschließen.
- Innerhalb von einer Stunde dem Labor übergeben. Wenn das nicht möglich ist, die Probe bei +4|° (höchstens 48 Stunden) im Kühlschrank aufbewahren.

MD14 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole