

Méthode de recueil de l'échantillon d'urine pour UROCULTURE dans la PETITE ENFANCE
(sachet pour le recueil)

- Utilisez, pour le recueil, un sachet stérile à acheter en pharmacie.
- Lavez-vous les mains et essuyez-les.
- Lavez soigneusement les organes génitaux externes et le périnée du petit garçon ou de la petite fille avec de l'eau et du savon (n'utilisez pas de désinfectants) ; rincez abondamment et essuyez.
- Appliquez le sachet en plastique stérile en le faisant adhérer au périnée et à la région surpubienne.
- Recueillez les urines dans les 60 minutes.
N.B. : le recueil doit être effectué dans un délai d'une heure : si, ce délai passé, l'enfant n'a pas encore uriné, détachez et jetez le sachet et répétez toute la procédure, y compris le lavage, en utilisant un nouveau sachet.
- Détachez le sachet et refermez-le, en utilisant la languette adhésive prévue à cet effet. Ne transvasez pas l'urine dans un autre récipient.
- Mettez le sachet en position verticale dans un pot stérile et fermez-le soigneusement.
- Remettez l'échantillon au laboratoire dans les plus brefs délais, inférieur à 1 heure. Si ceci n'est pas possible, conservez l'échantillon au frigo à une température de +4°C (au maximum 48 heures).

MD14 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole