

Mënyra e marrjes së kampionit të URINËS për URINOKULTURËN
(pjesa e ndërmjetme e urinës)

- Përdorni për mbledhjen një enë sterile me grykë të gjerë me tapë që vidhohet, e cila merret në laborator ose blihet në farmaci.
- Lajini mirë organet gjenitale me sapun, shpëlajini me kujdes me ujë dhe mos i thani.
- Hapeni enën sterile menjëherë para përdorimit. Mos e prekni pjesën e brendshme të enës dhe të kapakut
- Zbulojeni glandin (për burrat) ose hapini me gishta buzët e vulvës (për femrat) në mënyrë që të ulet mundësia e ndotjes gjatë mbledhjes
- Eliminoni hedhjen e parë të urinës në banjë, pastaj mbledhni urinën e mëpasshme (pjesën e ndërmjetme) në enë që nuk duhet ta prekë trupin.
- Mbylleni menjëherë enën duke e vidhosur me kujdes kapakun, gjithnjë duke evituar prekjen e anës së brendshme.
- Dorëzoheni në laborator brenda një ore. Në rast se kjo nuk është e mundur ruajeni kampionin në frigorifer në +4° C (maksimumi 48 orë)

MD13 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole