

Recoltarea probei de URINĂ pentru UROCULTURĂ
(urină din jetul mijlociu)

- Pentru recoltare folosiți un recipient steril cu gura largă și cu capac filetat, pe care îl puteți lua de la laborator sau cumpăra în farmacie.
- Faceți toaleta riguroasă a organelor genitale externe cu apă și săpun, clătiți bine cu apă și nu uscați.
- Deschideți recipientul steril imediat înainte de utilizare. Nu atingeți partea interioară a recipientului și a capacului.
- Decalotați glandul penian (pentru bărbați) sau îndepărtați cu degetele labiile externe (pentru femei), pentru a reduce posibilitatea contaminării pe parcursul recoltării.
- Evacuați primul jet urinar în toaletă, apoi recoltați jetul mijlociu având grijă ca recipientul să nu vină în contact cu corpul.
- Închideți imediat recipientul fără a atinge partea interioară și strângând bine capacul.
- Aduceți proba la laborator în maxim 1 oră de la recoltare. Dacă acest lucru nu este posibil, păstrați proba în frigider la + 4°C (cel mult 48 de ore).

MD13 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole