

LOTTO 1 – CUSCINI ANTIDECUBITO

<p>03.33.03.003 – Cuscino fibra cava siliconata KFO1</p> 	<p>Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata 16 denari a bassa compressione e a filo continuo con tre settori orizzontali. Fodera esterna asportabile a mezzo cerniera in microfibra bielastica nella parte superiore e in tessuto antiscivolo nella parte inferiore; fodera interna non asportabile in cotone. Dimensioni: cm 41x41; 44x44; 41x44 Altezza cm 8</p>
<p>03.33.03.003 – Cuscino in poliuretano EU830</p> 	<p>Cuscino antidecubito in poliuretano espanso termoelastico con base anatomica, sagomata per stabilizzare la seduta con un lieve cuneo abduttore. Fodera esterna asportabile a mezzo cerniera in microfibra traspirante nella parte superiore e in tessuto antiscivolo nella parte inferiore. Dimensioni: cm 40x40; 42x42; 40x45; 45x45; 45x40 Altezza cm 6,5</p>
<p>03.33.03.009 – Cuscino in materiale viscoelastico compatto EU830MEDIC</p> 	<p>Cuscino antidecubito in viscoelastico compatto a due densità e base sagomata; uno strato sagomato in poliuretano espanso con lieve cuneo abduttore ed uno strato in viscoelastico compatto. I due strati sono racchiusi in una sacca impermeabile di poliuretano. Fodera esterna asportabile a mezzo cerniera in microfibra traspirante nella parte superiore e in tessuto antiscivolo nella parte inferiore. Dimensioni: cm 40x40; 42x42; 40x45; 45x45; 45x40 Altezza cm 6,5</p>
<p>03.33.03.012 – Cuscino composito con fluidi automodellanti e base preformata JAY XTREME</p> 	<p>Cuscino antidecubito composito formato da base in poliuretano espanso ad alta portanza, anatomica preformata con lieve cuneo abduttore e integrata con sacca di fluidi automodellanti divisa in tre settori nella zona sacrale. Fodera esterna asportabile a mezzo cerniera in microfibra traspirante nella parte superiore e in tessuto antiscivolo nella parte inferiore; dotata di tasca con cerniera. Fodera della base in poliuretano non asportabile e impermeabile. Dimensioni: cm 35x40; 38x38; 38x40; 40x40; 40x43; 40x45; 43x43, 45x40; 45x45 Altezza cm 6</p> <p>Tempi di consegna 4 settimane per misure: 35x35, 40x50, 43x40, 45x50, 50x50</p>
<p>03.33.03.015 – Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio CONFORM</p>  <p>1 valvola</p> <p>2 valvole</p>	<p>Cuscino antidecubito a bolle d'aria a microinterscambio realizzato in gomma naturale morbida, resistente e antiallergica; la forma delle celle è ottagonale con base ristretta e parte superiore più ampia per meglio distribuire le pressioni di contatto. Fodera esterna asportabile a mezzo cerniera in cotone elasticizzato nel lato superiore e poliestere antiscivolo nella parte inferiore. Completo di pompa di gonfiaggio e kit di riparazione. Disponibile con una o due valvole e in due altezze. Dimensioni cuscino con una valvola: - altezza cm. 5: 34x39; 39x39; 39x44 - altezza cm. 7: 44x44; 48x44; 48x48 Dimensioni cuscino con due valvole: - altezza cm. 5: 34x39; 39x44 - altezza cm. 7: 39x39; 44x44; 48x44; 48x48 La gestione del cuscino a due valvole risulta più complessa dovendo procedere alla regolazione di due camere separate ed indipendenti. Si consiglia l'utilizzo in caso di effettiva necessità cliniche.</p>
<p>00.00.00.000 – Fodera di ricambio per cuscini</p>	<p>Indicare il tipo di cuscino in uso e la relativa misura</p>