


MATERASSI ANTIDECUBITO

La prescrizione è rivolta a pazienti affetti da patologie gravi che obbligano all'allettamento prolungato per cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di un'ulcerazione cutanea

04.33.06.006

Materasso ventilato in espanso composito
20.14V completo di fodera




Materasso antidecubito in poliuretano espanso composito da usare direttamente sulla rete del letto.

Fodera in materiale traspirante, anallergico, impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori, lavabile e molto resistente; asportabile a mezzo di cerniera su tre lati.

**Dimensioni: 90x200x15, 90x210x15, 90x220x15; (Protata 140 kg)
120x200x15, 120x210x15, 120x220x15 (Protata 220 kg)**

04.33.06.015

Materasso antidecubito a bolle d'aria con struttura a microinterscambio con compressore art. 20.22



Materasso antidecubito a bolle d'aria con compressore da usare sopra il materasso normale (mai direttamente sulla rete del letto).

**Portata: 120 kg
Dimensioni del materasso: 90x200x8 cm**

04.33.06.018

Materasso antidecubito con elementi intercambiabili ad aria con compressore art.20.20



Materasso antidecubito a barre intercambiabili ad aria con compressore da usare sopra il materasso normale (mai direttamente sulla rete del letto).

**Portata: 140 kg
Dimensioni del materasso: 90x200x12 cm**