

Правила збору зразка СЕЧІ на ШИСТОСОМУ

- Для збору використовується стерильний контейнер с широкою горловиною з кришечкою, що закручується, отриманий в лабораторії чи куплений в аптеці.
- Не мочитися три години перед збором зразка.
- Перед самим збором виконати 3-4 присідання або піднятися по сходах.
- Зібрати в ту саму баночку
 - ✓ Перший випуск сечі (біля 5 мл)
 - ✓ Середній випуск сечі (біля 10 мл)
 - ✓ Та останні краплина сечовипускання.
- Відразу ж здати до лабораторії Мікробіології.

MD16 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 20/03/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole